REF N05034

trophon® Soiled Ultrasound Probe Cover

EN - **Intended Use:** The Soiled Ultrasound Probe Cover is a non-sterile, single use cover intended for identification and transport of soiled ultrasound probes.

Do not use this product to cover the medical instrument during a patient exam. Single use only. Risk of contamination if reused.

Do not place sharp instruments into the Soiled Ultrasound Probe Transport Cover. Risk of puncture, injury and contamination.

Disposal: Dispose of as per your institutional procedures and / or local environmental regulations for LDPE. Always recycle where possible.

FR - Utilisation prévue: la Soiled Ultrasound Probe Cover est une housse non stérile à usage unique destinée à l'identification et au transport des sondes échographiques souillées.

Ne pas utiliser ce produit pour couvrir l'instrument médical pendant l'examen du patient. Usage unique. Risque de contamination en cas de réutilisation.


Ne pas placer d'instruments tranchants dans le Soiled Ultrasound Probe Transport Cover. Risque de perforation, de blessure et de contamination.

Élimination: éliminer conformément aux procédures de l'établissement et/ou aux réglementations environnementales locales pour le PEBD. Toujours recycler dans la mesure du possible.

EN symbol glossary / FR glossaire des symboles

	EN: Manufacturer FR: Fabricant		EN: Biohazard FR: Risque biologique		EN: Consult instructions for use FR: Consulter le mode d'emploi
	EN: Single use only FR: Usage unique		EN: No sharps FR: Pas d'objets tranchants		EN: Do not use if package is damaged FR: Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	EN: Temperature Limits (41°F- 122°F (5°C- 50°C) FR: Limites de température (5 °C à 50 °C (41 °F à 122 °F)		EN: Not made with natural rubber latex FR: Non fabriqué avec latex de caoutchouc naturel	REF	EN: Product reference number FR: Numéro de référence du produit

EN Instructions for use/ FR Mode d'emploi



Nanosonics Limited
7-11 Talavera Road
Macquarie Park
NSW 2113, Australia
+61 2 8063 1600
customerservice@nanosonics.com.au
www.nanosonics.com.au

Nanosonics, Inc.
7205 E 87th St
Indianapolis,IN 46256, USA
1-844-876-7466
customerservice@nanosonics.us
www.nanosonics.us

Made in Mexico.

L03304 1.0 10/2025

nanosonics Infection Prevention. For Life.